

sanitap



Detergente higienizante para sanitarios

Hygiene activities in all spaces

Producto de uso exclusivamente profesional



CARACTERÍSTICAS

Detergente higienizante concentrado "no ácido" para la limpieza en pulverización de griferías, sanitarios y azulejos. Elimina eficazmente los depósitos de cal, restos de grasa y de cosméticos. No contiene ácidos ni cloro, lo que lo hace indicado para la limpieza de mármol, granito, superficies esmaltadas y cromadas. Deja un aroma fresco y duradero en el ambiente.

COMPOSICIÓN

De acuerdo con el Reglamento CE n.º 648/2004. Tensioactivos aniónicos, EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) sales de sodio <5%. Colorantes, Perfume, Citronelol, Geraniol, Linalool, Conservantes (Metilcloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona). Valor de pH real: aproximadamente 10,5

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Elimina los depósitos de cal y restos de cosméticos, así como las impurezas de griferías niqueladas, porcelana, cerámica, vidrio, superficies cromadas, acero inoxidable y materiales sintéticos. No destinado a aplicaciones domésticas. Para su seguridad, respete las indicaciones de la ficha técnica y de la ficha de seguridad. Los daños ocasionados por el incumplimiento del modo de uso según la ficha técnica no podrán ser reclamados.

MODO DE USO

Pulverice el producto, distribúyalo con un paño o esponja, deje actuar durante unos instantes y luego enjuague la superficie limpiada.

Consumo por m²:

5 ml para limpieza habitual;

10 ml para limpieza intensiva.

FRASES DE PELIGRO

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

EUH208: Contiene metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P280: Usar guantes de protección / ropa de protección / protección ocular / protección facial.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si están presentes y resulta fácil.

Continuar enjuagando.

Contiene: Ácido dodecylbencenosulfónico compuesto con 2-aminoetanol, etilendiaminotetraacetato tetrasódico

Modo de envasado: Cajas de cartón que contienen 6 frascos de 750 ml
Palé: 80 cajas

